






COOPER 55

(methafilcon A)

Soft (Hydrophilic) Contact Lenses
Spherical Lenses for Myopia, Hyperopia and
Astigmatism

PACKAGE INSERT

IMPORTANT: Please read carefully and keep this information for future use. This package insert is intended for the eye care practitioner, but should be made available to patients upon request. The eye care practitioner should provide the patient with the patient instructions that pertain to the patient's prescribed lens.

Symbol	Description
	CAUTION: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by, or on the order of a licensed practitioner.
	See Instruction Leaflet
	Use by date (expiration date)
	Batch code
	Sterile using steam heat

DESCRIPTION:

The **COOPER 55** (methafilcon A) soft (hydrophilic) contact lenses are available as spherical lenses. The lens material, methafilcon A, is a random copolymer of hydroxyethylmethacrylate and methacrylic acid. The lenses are tinted from edge to edge for visibility purposes with the color additive, Reactive Blue No. 4.

COOPER 55 contact lenses are hemispherical shells of the following dimensions:

- Diameter: 14.2mm to 15.0mm
- Base Curve: 8.0mm to 9.5mm
- Center Thickness: 0.05mm to 0.60mm (varies with power)
- Powers: -20.00 to +20.00D

The physical properties of the lens are:

- Refractive Index: 1.41
- Light Transmittance: >96%
- Surface Character: Hydrophilic
- Water Content: 55%
- Oxygen Permeability: 19.7×10^{-11} (cm²/sec) (ml O₂/ml x mmHg) at 35°C (Fatt method for determination of oxygen permeability)

Call our Customer Service Department at (800) 341-2020 for current availability.

ACTIONS:

When placed on the cornea in its hydrated state, the **COOPER 55** lens acts as a refracting medium to focus light rays on the retina.

INDICATIONS (USES):

COOPER 55 lenses are indicated for daily wear and extended wear from 1 to 7 days between removals for cleaning and disinfecting as recommended by the eye care practitioner. They are indicated for the correction of refractive ametropia (myopia and hyperopia) in aphakic and not-aphakic persons with non-diseased eyes. The lenses may be worn by persons who exhibit astigmatism of 2.00 diopters or less that does not interfere with visual acuity.

Note: Only chemical disinfection may be used with COOPER 55 lenses.

Eye care practitioners may prescribe the lens for frequent replacement wear, with cleaning, disinfecting, and scheduled replacement (see WEARING SCHEDULE).

CONTRAINDICATIONS (REASONS NOT TO USE):

Do not use **COOPER 55** lenses when any of the following conditions exist:

- Acute and subacute inflammation or infection of the anterior chamber of the eye.
- Any eye disease, injury, or abnormality that affects the cornea, conjunctiva, or eyelids.
- Severe insufficiency of lacrimal secretion (dry eyes).
- Corneal hypoesthesia (reduced corneal sensitivity), if not aphakic.
- Any systemic disease that may affect the eye or be exaggerated by wearing contact lenses.
- Allergic reactions of ocular surfaces or adnexa that may be induced or exaggerated by wearing contact lenses or use of contact lens solutions.
- Allergy to any ingredient, such as mercury or thimerosal, in a solution which is to be used to care for the **COOPER 55** lens.
- Any active corneal infection (bacterial, fungal, or viral).
- If eyes become red or irritated.
- The patient is unable to follow lens care regimen or unable to obtain assistance to do so.

WARNINGS:

Patients should be advised of the following warnings pertaining to contact lens wear:

- Problems with contact lenses and lens care products could result in serious injury to the eye. It is essential that patients follow their eye care practitioner's directions and all labeling instructions for proper use of lenses and lens care products, including the lens case. Eye problems, including corneal ulcers, can develop rapidly and lead to **loss of vision**.
- All contact lens wearers must see their eye care practitioner as directed. If the lenses are for extended wear, the eye care practitioner may prescribe more frequent visits.
- Daily wear lenses are not indicated for overnight wear, and patients should be instructed not to wear lenses while sleeping. Clinical studies have shown that the risk of serious adverse reactions is increased when these lenses are worn overnight.

- The risk of ulcerative keratitis has been shown to be greater among users of extended wear lenses than among users of daily wear lenses. The risk among extended wear users increases with the number of consecutive days that the lenses are worn between removals, beginning with the first overnight use. This risk can be reduced by carefully following directions for routine lens care, including cleaning of the lens case.
- Studies have been shown that contact lens wearers who are smokers have a higher incidence of adverse reactions than nonsmokers.
- If the patient experiences eye discomfort, excessive tearing, vision changes, or redness of the eye, the patient should be instructed to immediately remove the lenses and promptly contact his or her eye care practitioner.

PRECAUTIONS:

Special Precautions for Eye Care Practitioners

- Due to the small numbers of patients enrolled in clinical investigation of lenses, all refractive powers, design configurations, or lens parameters available in the lens material are not evaluated in significant numbers. Consequently, when selecting an appropriate lens design and parameters, the eye care practitioner should consider all characteristics of the lens that can affect lens performance and ocular health, including oxygen permeability, wettability, central and peripheral thickness, and optic zone diameter.
- The potential impact of these factors on the patient's ocular health should be carefully weighed against the patient's need for refractive correction; therefore, the continuing ocular health of the patient and lens performance on the eye should be carefully monitored by the prescribing eye care practitioner.
- Aphakic patients should not be fitted with **COOPER 55** contact lenses until the determination is made that the eye has healed completely.
- Fluorescein, a yellow dye, should not be used while the lenses are on the eyes. The lenses absorb the dye and become discolored. Whenever fluorescein is used in the eyes, the eyes should be flushed with a sterile saline solution that is recommended for in-eye use.
- Before leaving the eye care practitioner's office, the patient should be able to promptly remove the lenses or should have someone else available who can remove the lenses for him or her. Eye care practitioners should instruct the patient to remove the lenses immediately if the eye becomes red or irritated.

Eye care practitioners should carefully instruct patient's about the following care regimen and safety precautions:

- Different solutions cannot always be used together, and not all solutions are safe for use with all lenses. Use only recommended solutions.

- Never use solutions recommended for conventional hard lenses only.
- Use only chemical (not heat) disinfection with **COOPER 55** lenses. Heat disinfection should NOT be used. Repeated heat disinfection will cause irreversible damage to the **COOPER 55** lenses.
- Always use fresh, unexpired lens care solutions.
- Always follow directions in the package inserts for the use of contact lens solutions.
- Sterile unpreserved solutions, when used, should be discarded after the time specified in the labeling directions.
- Do not use saliva or anything other than the recommended solutions for lubricating or wetting lenses.
- Always keep the lenses completely immersed in the recommended storage solution when the lenses are not being worn (stored). Prolonged periods of drying may damage the lenses. Follow the lens care directions for Care for a Dried Out (Dehydrated) Lens if the lens surface does become dried out.
- If the lens sticks (stops moving) on the eye, follow the recommended directions on Care for a Sticking Lens. The lens should move freely on the eye for the continued health of the eye. If non-movement of the lens continues, the patient should be instructed to **immediately** consult his or her eye care practitioner.
- Always wash and rinse hands before handling lenses. Do not get cosmetics, lotions, soaps, creams, deodorant, or sprays in the eyes or on the lenses. It is best to put on lenses before putting on makeup. Water-based cosmetics are less likely to damage lenses than oil based products.
- Do not touch the contact lenses with the finger or hands if the hands are not free of foreign materials, as lens damage may occur.
- Carefully follow the handling, insertion, removal, cleaning, disinfecting, storing, and wearing instructions in the Patient Instructions for **COOPER 55** contact lenses and those prescribed by the eye care practitioner.
- Never wear lenses beyond the period recommended by the eye care practitioner.
- If aerosol products such as hairspray are used while wearing lenses, exercise caution and keep eyes closed until the spray has settled.
- Always handle lenses gently and avoid dropping them.
- Avoid all harmful or irritating vapors and fumes while wearing lenses.
- Ask the eye care practitioner about wearing the lenses during sporting activities.
- Inform the doctor (health care practitioner) about being a contact lens wearer.
- Never use tweezers or other tools to remove lenses from the lens container unless specifically indicated for that use. Pour the lens into your hand.
- Do not touch the lens with fingernails.
- Always inform the employer of being a contact lens wearer. Some jobs may require use of eye protection equipment or may require that the patient not wear contact lenses.
- As with any contact lens, follow-up visits are necessary to assure the continuing health of the

patient's eyes. The patient should be instructed as to a recommended follow-up schedule.

ADVERSE EFFECTS:

The patient should be informed that the following problems may occur:

- Eyes stinging, burning, or itching (irritation), or other eye pain.
- Comfort is less than when the lens was first placed on the eye.
- Feeling that something is in the eye such as a foreign body or a scratched area.
- Excessive watering (tearing) of the eyes.
- Unusual eye secretions.
- Redness of the eyes.
- Reduced sharpness of vision (poor visual acuity).
- Blurred vision, rainbows, or halos around objects.
- Sensitivity to light (photophobia).
- Dry eyes.

If the patient notices any of the above, he or she should be instructed to:

- **Immediately remove the lenses.**
- If the discomfort or the problem stops, then look closely at the lens. If the lens is in some way damaged, **do not** put the lens back on the eye. Place the lens in the storage case and contact the eye care practitioner. If the lens has dirt, an eyelash, or other foreign body on it, or the problem stops and the lens appears undamaged, the patient should thoroughly clean, rinse, and disinfect both lenses; then reinsert them. After reinsertion, if the problem continues, the patient should **immediately remove the lenses and consult the eye care practitioner.**

When any of the above problems occur, a serious condition such as infection, corneal ulcer, neovascularization, or iritis may be present. The patient should be instructed to **keep the lens off the eye and seek immediate** professional identification of the problem and prompt treatment to avoid serious eye damage.

FITTING:

Conventional methods of fitting contact lenses apply to

COOPER 55 contact lenses. For a detailed description of the fitting techniques, refer to the **COOPER 55** Professional Fitting and Information Guide, copies of which are available from:



711 Νοση Ροαδ
Ροχηστερ, ΝΥ 14623
(800) 341-2020

ΦΕΑΡΙΝΓ ΣΧΗΕΑΥΛΕ:

Τησ φεαρινγ ανδ ρεπλαχεμντ σχηεδυλεσ σηουλδ βε δετερμινεδ βν τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ. Πατιεντσ τενδ το οπερ-ωσαρ τησ λενσσεσ ινιτιαλγ. Τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ σηουλδ εμπασιζε τησ ιμπορτανγε οφ αδηρινγ το τησ ινιτιαλ μ αζιμουμ φεαρινγ σχηεδυλε. Ρεγυλαρ χηεγκυπσ, ασ δετερμινεδ δ βν τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ αρε αλσο εξετρεμελμ ιμπορ

αντ.

Χοοπερσιον ρεχομμενδσ τηατ τησ **ΧΟΟΠΕΡ 55** λενσ βε δισ χαρδεσ ανδ ρεπλαχεδ ωιτη α νεω λενσ ον α φρεθυεντ ρεπλα χεμεντ βασισ. Τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ ισ ενγυραγεδ το δετερμινεδ αν αππορτιατε λενσ ρεπλαχεμντ σχηεδυλε βασ εδ υπον τησ ρεσπονσε οφ τησ πατιεντ.

ΔΑΙΛΥ ΩΕΑΡ: (λεσσ τηαν 24 ηουρσ, ωηιλε ασασκε). Τησ μαζιμουμ συγγεσσεδ φεαρινγ τιμε ισ:

Δαυ	Ηουρσ	Δαυ	Ηουρσ
1	6	4	12
2	8	5	14
3	10	6	Αλλ οακινγ ηουρσ

ΕΣΤΕΝΔΕΑ ΩΕΑΡ: (γρεατερ τηαν 24 ηουρσ, ινγλυδινγ ωηιλε ασλεεπ) **ΧΟΟΠΕΡ 55** λενσσεσ αρε σνιταβλε φορ εξτενδεδ φεαρ. Τησ φεαρινγ τιμε σηουλδ βε δετερμινεδ βν τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ. Φιρστ τιμε φεαρερσ οφ χονταχτ λενσσεσ σηουλδ βεγιν βν φολλοωινγ τησ ΔΑΙΛΥ ΩΕΑΡ ΣΧΗΕΑΥΛΕ αβοσπε, ασ διρεχτεδ βν τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ.

ΧΑΥΤΙΟΝ: Νοτ επερν πατιεντ ισ αβλε το φεαρ **ΧΟΟΠΕΡ 55** λενσσεσ ον αν εξτενδεδ φεαρ βασισ, επεν ιφ αβλε το φεαρ τ ηε σαμε λενσσεσ φορ δαιλμ φεαρ. Τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ ωιλλ δετερμινεδ τησ βεστ φεαρινγ σχηεδυλε φορ εαχη πατιεντ. Τησ πατιεντ σηουλδ σταρτ ωιτη δαιλμ φεαρ οφ τησ λενσσεσ βεφορε εξτενδεδ φεαρ ιφ σο διρεχτεδ βν τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ. **ΕΣΤΕΝΔΕΑ ΩΕΑΡ ΛΕΝΣΕΣ ΜΥΣΤ ΒΒ ΡΕΜΟΖΕΔ, ΧΛΕΑΝΕΔ, ΑΝΔ ΔΙΣΙΝΦΕΧΤΙΟΝ ΑΤ ΛΕΑΣΤ ΟΝΧΕ ΕΞΕΡΥ 7 ΔΑΥΣ,** ασ ρεχομμενδεδ βν τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ. Ωιτη εξτενδεδ φεαρ, τηρε μαν βε ινγρεασεδ ρισκσ οφ εμε προβλ εμσ, συχη ασ ιρριτατιον, ινφεχτιον, χονραελ τηχκενινγ, αν δ χορνεαλ υλχερσ. Τηρεφορε, προπερ χονταχτ λενσ χαρε ανδ περιοδιχ χηεγκυπσ αρε εξετρεμελμ ιμπορταντ. ΕΣΤΕΝΔΕΑ ΩΕΑΡ ΠΑΤΙΕΝΤΣ ΡΕΘΥΛΙΝΓ ΦΡΕΘΥΕΝΤ ΑΝΔ ΧΑΡΕΦΥΛ Μ ΟΝΙΤΟΡΙΝΓ ΟΦ ΛΕΝΣΕΣ ΑΝΔ ΟΧΥΛΑΡ ΗΕΑΛΘ ΤΟ ΜΙΝΙ ΜΙΖΕ ΧΟΜΠΙΛΑΧΙΟΝΕΣ.

ΛΕΝΣ ΧΑΡΕ ΔΙΡΕΧΤΙΟΝΕ:

Εμε χαρε πρραχτιτιονερσ σηουλδ ρεπιωε ωιτη τησ πατιεντ λε νεω χαρε διρεχτιονεσ, ινγλυδινγ βσητ βασιχ λενσ χαρε ινφορμ ατιον ανδ σπεχιφιχ ινστρυκτιονεσ ον τησ λενσ χαρε ρεγυριμεν ρεχομμενδεδ φορ τησ πατιεντ:

Γενεραλ Λενσ Χαρε: (Το Φιρστ Χλεαν ανδ Ρινσε, τησ Δισινφ εχτ Λενσσεσ)

Βασιχ Ινστρυκτιονεσ:

- Αλωαμσ ωαση, ρινσε, ανδ δρμ ηανδσ βεφορε ηανδλινγ χονταχτ λενσσεσ.
- Αλωαμσ υσε φρεση, υνεξιπρεδ λενσ χαρε σολυτιονεσ.
- Υσε τησ ρεχομμενδεδ χηεμιχαλ (νοτ ηεατ) σμστεμ οφ λενσ χαρε ανδ χαρεφυλλμ φολλοω ινστρυκτιονεσ ον σολυτιον λαβελινγ. Διφφερεντ σολυτιονεσ χανοντ αλωαμσ βε υσε δ τογετηερ, ανδ νοτ αλλ σολυτιονεσ αρε σαφε το υσε ωιτη αλλ λενσσεσ. Δο νοτ αλτερνατε ορ μιξ λενσ χαρε σμστεμ υνλεσσ ινδιχατεδ ον σολυτιον λαβελινγ.
- Δο νοτ υσε σαλινα ορ ανητηνγ οτηερ τηαν τησ ρεχομμενδεδ σολυτιονεσ φορ λυβριχατινγ ορ ρεωετινγ. Δο νοτ πυτ λενσσεσ ιν τησ μουτη.
- Λενσσεσ σηουλδ βε χλεανεδ, ρινσεδ, ανδ δισινφεχτεδ εαχη τιμε τησ αρε ρεμοσπεδ. **Χλεανινγ ανδ ρινσινγ** αρε νεχεσσαρι το ρεμοσπε μυχυσ ανδ φιλμ φορμ τησ λενσ σμρφαχε ε. **Δισινφεχτινγ** ισ νεχεσσαρι το δεστρομ ηαρμφυλ γερμσ .
- Αλωαμσ ρεμοσπε, χλεαν, ρινσε, ενστρομ (ασ ρεχομμενδεδ βν τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ) ανδ δισινφεχτ λενσσεσ αχχ ορδινγ το τησ σχηεδυλε πρεσχυριβεδ βν τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ. Τησ υσε οφ ενζυμσ ορ ανη χλεανινγ σολυτιον

δοεσ νοτ συβστιτυτε φορ δισινφεχτιον.

- Τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ σηουλδ ρεχομμενδ α χαρε σμστεμ τηατ ισ αππορτιατε φορ **ΧΟΟΠΕΡ 55** χονταχτ λενσσεσ. Εαχη λενσ χαρε προδυχτ χονταχτισ σπεχιφιχ διρεχτιονεσ φορ υσε ανδ ιμπορταντ σαφετη ινφορματιον, ωηιχη σ ηουλδ βε ρεαδ ανδ χαρεφυλλμ φολλοωεδ.

ΛΕΝΣ ΧΑΡΕ ΤΑΒΛΕ

Πυρποσε Το:	Προδυχτ Χηεμιχαλ Λενσ Χαρε Σμστεμ
Χλεαν	Ρενυ→ Μυλτι-Πυρποσε Σολυτιον, Μιρα φλωσ→ Εξετρα Στρενγθη Δαιλμ Χλεανερ, Οπτι-Φρεε→ Δαιλμ Χλεανερ
Ρινσε	Ρενυ→ Μυλτι-Πυρποσε Σολυτιον, Σοφτ Ωεαρ→ Σαλινε, Οπτι-Φρεε→ Ρινσινγ, Δισινφεχτινγ ανδ Στοραγε Σολυτιον
Δισινφεχτ	Ρενυ→ Μυλτι-Πυρποσε Σολυτιον, ΑΟΣΕ ΠΙΤ→ Δισινφεχτιον/Νευτραλιζινγ Σολυτιον, Οπτι-Φρεε→ Ρινσινγ, Δισινφεχτινγ ανδ Στοραγε Σολυτιον
Στορε	Ρενυ→ Μυλτι-Πυρποσε Σολυτιον, Οπτι-Φρεε→ Ρινσινγ, Δισινφεχτινγ ανδ Στοραγε Σολυτιον
Λυβριχατε & Ρεωετινγ	Ρενυ→ Ρεωετινγ Δροπσ, ΧΙΒΑ ρισιον□ Λ ενσ Δροπσ, Οπτι-Φρεε→ Ρεωετινγ Δροπσ
Ενζυμσ	Ρενυ→ Εφφερφεσχεντ Ενζυμιατη Χλεανε ρ Ταβλετσ, ΥΑΤΡΑΖΥΜΕ→ Ενζυμιατη Χλεανερ, Οπτι-Φρεε→ Ενζυμιατη Χλεανε ρ

Οπτι-Φρεε→ ισ α ρεγιστερεδ τραδεμαρκ οφ Αλχον Λαβορατοριεσ, Ινγ. ΑΟΣΕΠΠ→ Μιραφλωσ→, ΣοφτΩεαρ→ ανδ ΧΙΒΑ→ ρισιονεσ αρε ρεγιστερεδ τραδεμαρκσ οφ ΧΙΒΑ ρισιον Χορπ. Ρενυ→ ισ α ρεγιστερεδ τραδεμαρκ οφ Βαυσηγ & Λομβ, Ινγ. ΥΑΤΡΑΖΥΜΕ→ ισ α ρεγιστερεδ τραδεμαρκ οφ Αλλεργαν, Ινγ.

- **Note:** Σομε σολυτιονεσ μαν ηαπε μορε τηαν ονε φυνητιον, ωηιχη ωιλλ βε ινδιχατεδ ον τησ λαβελ. Ρεαδ τησ λαβελ ον τησ σολυτιον βοτλε, ανδ φολλοω διρεχτιονεσ.
- **Χλεαν** ονε λενσ φιρστ (αλωαμσ τησ σαμε λενσ φιρστ το ασοιδ μιξ-υπσ), ρινσε τησ λενσ τηροουγηλμ ωιτη ρεχομμενδεδ σαλινε ορ δισινφεχτιον σολυτιον το ρεμοσπε χλεανινγ σολυτιον, μυχυσ, ανδ φιλμ φορμ τησ λενσ σμρφαχε, ανδ πυτ τηατ λενσ ιντο τησ χορρεχτ χηαμπερ οφ τησ λενσ στοραγε χασε. Τηεν ρεπατε τησ προχεδυρε φορ τησ σεχο νδ λενσ.
- **Αφτερ χλεανινγ**, ανδ ρινσινγ, **δισινφεχτ** λενσσεσ υσινγ τησ σμστεμ ρεχομμενδεδ βν τησ μανυφαχτυρερ ανδ/ορ εμε χαρε πρραχτιτιονερ.
- Το στορε λενσσεσ, δισινφεχτ ανδ λεαπε τηεμ ιν τησ χλοσε δ/ονοπενεδ χασε υντιλ ρεαδγ το φεαρ. Ιφ λενσσεσ αρε νοτ το βε υσεδ ιμμεδιατελμ φολλοωινγ δισινφεχτιον, τησ πατιεντ σηουλδ βε ινστρυκτεδ το χονσουλτ τησ παχκαγε ινσερτ ορ τησ εμε χαρε πρραχτιτιονερ φορ ινφορματιον ον τησ στοραγε οφ λενσσεσ.
- Αφτερ ρεμοσινγ τησ λενσσεσ φορμ τησ λενσ χασε, εμπν, ανδ ρινσε τησ λενσ στοραγε χασε ωιτη σολυτιονεσ ασ ρεχομμενδεδ βν τησ λενσ χασε μανυφαχτυρερ; τηεν αλλοω τηε λενσ χασε το αιρ δρμ. Ωηεν τηε λενσ χασε ισ υσεδ αγαιν, ρεφιλλ ιτ ωιτη στοραγε σολυτιον. Ρεπλαχε τηε λενσ χασε ανδ ρεγυλαρ ιντερπαλσ ασ ρεχομμενδεδ βν τηε λενσ χασε μανυφαχτυρερ ορ ψουρ εμε χαρε πρραχτιτιονερ.
- Εμε χαρε πρραχτιτιονερσ μαν ρεχομμενδ α λυβριχατιον/ ρεωετινγ σολυτιον ωηιχη χαν βε υσεδ το ωετ (λυβριχατε

) τηε λενσσεσ ωηιλε τηεμ αρε βεινγ ωορν το μακε τηεμ μο ρε χομφορταβλε.

ΧΗΕΜΙΧΑΛ ΛΕΝΣ ΔΙΣΙΝΦΕΧΤΙΟΝ (Ινγλυδινγ Ηηδρογεν Πε ροξιδε):

- **Χλεαν** τησ χονταχτ λενσσεσ ωιτη α ρεχομμενδεδ χλεανινγ σολυτιον ανδ τηροουγηλμ ρινσεσ τηεμ ωιτη α ρεχομμενδεδ ρινσινγ σολυτιον.
- **Αφτερ χλεανινγ** ανδ ρινσινγ, το δισινφεχτ, χαρεφυλλμ φολλοω τηε ινστρυκτιονεσ αχχομπαρινγνι τηε δισινφεχτινγ σολυτιον ιν τηε εμε χαρε ρεγυριμεν ρεχομμενδεδ βν τηε λενσ μανυφαχτυρερ ορ τηε εμε χαρε πρραχτιτιονερ.
- Ωηεν υσινγ ηηδρογεν περοξιδε λενσ χαρε σμστεμ, λενσσεσ **μυστ βε νευτραλιζεδ** βεφορε φεαρινγ. Φολλοω τηε ρεχομμενδατιονεσ ον τηε ηηδρογεν περοξιδε σμστεμ λαβελινγ.
- Τηροουγηλμ ρινσε λενσσεσ ωιτη α φρεση σολυτιον ρεχομμενδεδ φορ ρινσινγ βεφορε ινσερτινγ ανδ φεαρινγ, ορ φολλοω τηε ινστρυκτιονεσ ον τηε δισινφεχτιον σολυτιον λαβελινγ.
- **Δο νοτ ηεατ τηε δισινφεχτιον σολυτιον ανδ λενσσεσ.**
- Λεαπε τηε λενσσεσ ιν τηε υνοπενεδ στοραγε χασε υντιλ ρεαδγ το πυτ ον τηε εμεσ.
- **ΧΑΥΤΙΟΝ:** Λενσσεσ τηατ αρε χηεμιχαλλμ δισινφεχτεδ μαν υβστρομ ινγρεδιεντσ φορμ τηε δισινφεχτινγ σολυτιονεσ ηιχη μαν βε ιρριτατινγ το τηε εμεσ. Α τηροουγη ρινσε ιν φρεση στεριλε σαλινε σολυτιον προιορ το πλαχεμντ ιν τηε εμε σηουλδ ρεδυχε τηε ποτεντιαλ φορ ιρριτατιον.

ΛΕΝΣ ΔΕΠΙΟΣΙΤΕ ΑΝΔ ΥΣΕ ΟΦ ΕΝΖΥΜΑΤΙΧ ΧΛΕΑΝΙΝΓ:

Ενζυμιατη χλεανινγ μαν βε ρεχομμενδεδ βν τηε εμε χαρε πρραχτιτιονερ. Ενζυμσ χλεανινγ ρεμοσπεσ προτειν δεποσιτισ ον τηε λενσ. Τηεσ δεποσιτισ χανοντ βε ρεμοσπεδ βν ρεγυλαρ χλεανερσ. Ρεμοσινγ προτειν δεποσιτισ ισ ιμπορταντ φορ τηε ωελλ-βεινγ οφ τηε πατιεντ□σ λενσσεσ ανδ εμεσ. Ιφ τηεσ δεποσιτισ αρε νοτ ρεμοσπεδ, τηεμ χαν δαμαγε τηε λενσσεσ ανδ χανυσε ιρριτατιον. Ενζυμσ χλεανινγ δοεσ NOT ρεπλαχε ρουτινε χλεανινγ ανδ δισινφεχτινγ. Φορ ενζυμσ χλεανινγ, τηε πατιεντ σηουλδ χαρεφυλλμ φολλοω τηε ινστρυκτιονεσ ιν τηε ενζυμιατη χλεανινγ λαβελινγ.

ΛΕΝΣ ΧΑΣΕ ΧΛΕΑΝΙΝΓ ΑΝΔ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ:

Χονταχτ λενσ χασεσ χαν βε α σουρχε οφ βαχτηρια γρωθη. Λενσ χασεσ σηουλδ βε εμπτιεδ, χλεανεδ, ανδ ρινσεδ ωιτη σολυτιον ρεχομμενδεδ βν τηε λενσ χασε μανυφαχτυρερ, ανδ αλλοωεδ το αιρ δρμ. Λενσ χασεσ σηουλδ βε ρεπλαχεδ ανδ ρεγυλαρ ιντερπαλσ ασ ρεχομμενδεδ βν τηε λενσ χασε μανυφαχτυρερ ορ τηε εμε χαρε πρραχτιτιονερ.

ΧΑΡΕ ΦΟΡ Α ΔΡΙΒΑ ΟΥΤ (ΔΕΗΥΔΑΡΤΕΔ) ΛΕΝΣ:

Ιφ α **ΧΟΟΠΕΡ 55** λενσ ισ εξποσεδ το αιρ ωηιλε οφφ τηε εμε, ιτ μαν βεχομε δρμ ανδ βριτλε ανδ νεεδ το βε ρεηυδρατεδ. Ιφ τηε λενσ ισ αδηρινγ το α σμρφαχε, αππλμ στεριλε σαλινε σολυτιον βεφορε ηανδλινγ. Το ρεηυδρατε τηε λενσ:

- Ηανδλε τηε λενσ χαρεφυλλμ.
- Πλαχε τηε λενσ ιν ιτο στοραγε χασε ανδ σοακ τηε λενσ ιν α ρεχομμενδεδ ρινσινγ ανδ στοραγε σολυτιον φορ ατ λεαστ ονε ηουρ υντιλ ιτ ρετυρνσ το α σοφτ στατε.
- Χλεαν τηε λενσ φιρστ, τηεν δισινφεχτ τηε ρεηυδρατεδ λενσ υσινγ α ρεχομμενδεδ λενσ χαρε σμστεμ.
- Ιφ αφτερ σοακινγ, τηε λενσ δοεσ νοτ βεχομε σοφτ, ιφ τηε

συρφαχε ρεμαιοσ δρψ, τηε λενσ σηουλδ νοτ βε υσεδ υνλε
σσ ιτ ηασ βεν εξαμινεδ βψ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ.

ΧΑΡΕ ΦΟΡ Α ΣΤΙΧΚΙΝΓ (NONΜΟΖΙΝΓ) ΛΕΝΣ:

Ιφ τηε λενσ στιχκσ (στοπσ μοψινγ ορ χαννοτ βε ρεμοπεδ), τ
ηε πατιεντ σηουλδ βε ινστρυχτεδ το αππλψ 2 το 3 δροπσ οφ
τηε ρεχομμενδεδ λυβριχατινγ ορ ρεωεττινγ σολυτιον διρεχτ
λψ το τηε εψε ανδ ωαιτ υντιλ τηε λενσ βεγινσ το μοπε φρεελ
ψ ον τηε εψε βεφορε ρεμοψινγ ιτ. Ιφ νον-μοπεμεντ οφ τηε λε
νσ χοντινυεσ μορε τηαν 5 μινυτεσ, τηε πατιεντ σηουλδ **ιμμε
διατελψ** χονσυλτ τηε εψε χαρε πραχτιτιονερ.

ΕΜΕΡΓΕΝΧΙΕΣ:

Τηε πατιεντ σηουλδ βε ινφορμεδ τηατ ιφ χηεμικαλσ οφ ανψ
κινδ (ηουσεηολδ προδυχτεσ, γαρδενινγ σολυτιονσ, λαβορατο
ρψ χηεμικαλσ, ετχ.) αρε σπλασηεδ ιντο τηε εψεσ, τηε πατιεν
τ σηουλδ: ΦΛΥΣΗ ΤΗΕ ΕΨΕΣ ΙΜΜΕΔΙΑΤΕΛΨ ΩΙΤΗ ΤΑΠ Ω
ΑΤΕΡ ΑΝΑ ΙΜΜΕΔΙΑΤΕΛΨ ΧΟΝΤΑΧΤ ΤΗΕ ΕΨΕ ΧΑΡΕ ΠΡ
ΑΧΤΙΤΙΟΝΕΡ ΟΡ ΖΙΣΙΤ Α ΗΟΣΠΙΤΑΛ ΕΜΕΡΓΕΝΧΨ ΡΟΟΜ
ΩΙΤΗΟΥΤ ΔΕΛΛΑΨ.

ΗΟΩ ΣΥΠΠΛΙΔΕ:

Εαχη λενσ ισ συππλιεδ στεριλε ιν α βλιστερ παχκ χονταινιν
γ βυφφερεδ ισοτονιχ σαλινε σολυτιον. Τηε βλιστερ ισ λαβελ
εδ ωιτη τηε βασε χυρπε, διαμετερ, διοπτριχ ποωερ, μανυφαχ
τυρινγ λοτ νυμβερ, ανδ εξπιρατιον δατε οφ τηε λενσ.

**ΔΟ ΝΟΤ ΥΣΕ ΙΦ ΤΗΕ ΒΛΙΣΤΕΡ ΙΣ ΔΑΜΑΓΕΔ ΟΡ ΣΕΑΛ ΙΣ Β
ΡΟΚΕΝ**

ΡΕΠΟΡΤΙΝΓ ΟΦ ΑΔΞΕΡΣΕ ΡΕΑΧΤΙΟΝΣ:

Αλλ σεριουσ αδπερσε εξπεριενχεσ ανδ αδπερσε ρεαχτιονσ
οβσερπεδ ιν πατιεντσ ωεαρινγ τηε **ΧΟΟΠΕΡ 55** χονταχτ λεν
σ ορ εξπεριενχεδ ωιτη τηε λενσεσ σηουλδ βε ρεπορτεδ το:



Attn: Product Services
711 North Road
Scottsville, New York 14546
(800) 341-2020

www.coopervision.com

Part #PI029A
Rev. Date: 05/2006